

ALTER G[®]



Kasutusjuhend
VIA seeria anti-gravitatsiooniga jooksulint®

See juhend käsitleb järgmise AlterG toote toimimisprotseduure:

VIA ja VIA X anti-gravitatsiooni jooksulint

Autoriõigus © 2019, autor AlterG, Inc. Kõik õigused kaitstud.

Märge: Selles käsiraamatus kasutatakse järgmist sümbolit, et juhtida tähelepanu hoiatustele, ettevaatusabinõudele või protseduuridele, mis võivad otseselt mõjutada anti-gravitatsiooniga jooksulindi ohutut kasutamist. Enne gravitatsioonivastase jooksulindi kasutamist lugege need juhised ja avaldused läbi ning mõistke neid.



Hoiatus. Hoiatuslaused või töökord, mis võivad otseselt mõjutada jooksulindi ohutut kasutamist.

RoHS Ühilduv toode



AlterG ja Anti-Gravity Treadmill on AlterG, Inc. USA-s registreeritud kaubamärgid.

Neopreen on ettevõtte DuPont Corporation registreeritud kaubamärk.

Polar on ettevõtte Polar Electro, Inc. registreeritud kaubamärk.

Klear Screen on ettevõtte registreeritud kaubamärk Meridrew ettevõtte.

Sisukord

Omaniku vastutus	5
AlterG kontaktandmed.....	6
Näidustused ja vastunäidustused kasutamiseks	7
Kavandatud kasutamise kinnitus.....	7
Näidustused kasutamiseks	7
Ettevaatusabinõud kasutamisel.....	7
Kasutamise vastunäidustused.....	7
Ohutus: hoiatused ja ettevaatusabinõud	8
Sissejuhatus	11
Arsti poole pöördumine.....	11
Soojenemise ja jahtumise tähtsus.....	11
Seadistamine ja installimine	12
Nõuded elektrile	12
Maandamisnõuded.....	12
Nõuded asukohale	12
AlterG Via Anti-Gravity Treadmill® paigalduste spetsifikatsioonid.....	12
Gravitatsioonivastase jooksulindi transportimine.....	13
Gravitatsioonivastased jooksuraja komponendid	13
Operatsioon	15
Gravitatsioonivastase jooksulindi sisselülitamine	15
Kasutaja turvamine gravitatsioonivastases jooksulindis.....	15
Treeninguseansi alustamine ja lõpetamine.....	21
Gravitatsioonivastase jooksulindi välja astumine	24
Seansi mõõdikud.....	25
Seansi mõõdikud	25
Kalorid	25
Pulsisageduse jälgimine.....	26
Pulsikell	26
Töötav HD-videoseiresüsteem	27
Alustamine.....	27
Kaamerate teravustamine ja positsioneerimine.....	27
Kaamera vaated.....	27
Operatiivne käik	28
Käigu mõõtmised.....	28
Käigu salvestamine.....	28
Käigu funktsioonid.....	29
Külastusaruanded.....	30
Operatsioonivalu	31
Valu salvestamine	31
Valu tulemused.....	31
Seansi lõpu aruandlus	32
Sessioonilõpu aruannete loomine	32
Aruannete saatmine e-postiga	33
USB-le salvestamine.....	33

Hädaolukorras väljatõmbamise protseduurid	34
Hädaolukorra stsenaariumid	34
Rajatise seaded	35
Menüü Seaded Navigeerimine.....	35
Ekraani paigutuse kohandamine - vahekaart GUI.....	36
E-kirjade haldamine - vahekaart GUI	36
Tehniline tugi - vahekaart Tugi.....	38
Taaskäivitage rakendus.....	38
Seisake arvuti.....	39
Kalibreeri teki kaal - vahekaart Hooldus.....	39
Kalibreerimine	40
WiFi-ühenduvus	41
Sildid, asukohad, tõlgendamine.....	42
Hooldus.....	47
Desinfitseerimine	47
Üldine puhastamine ja kontroll	48
Kottide hooldus.....	49
Koti eemaldamise kord puhastamiseks.....	50
Lisa A: Gravitatsioonivastase jooksulindi spetsifikatsioonid	54
Lisa B: Valikud ja tarvikud.....	56
Lisa C: Tõrkeotsing.....	57
Remont	57
Õhurõhk.....	57
Jooksurada.....	57
Lekked	57
Süsteemi vead.....	57
D liide: EMC avaldus	58
Lisa E: Garantii.....	59

Omaniku vastutus

AlterG® VIA Anti-Gravity Treadmill® toode toimib vastavalt käesolevas juhendis kirjeldatule ning kaasasolevate siltide ja / või lisadega, kui see on kokku pandud, kasutusel, hooldatud ja remonditud vastavalt juhiste. Gravitatsioonivastast jooksulint tuleb regulaarselt kontrollida, nagu on kirjeldatud käesolevas juhendis. Defektset anti-gravitatsiooni jooksulinti ei tohiks kasutada. Katkised, puuduvad, selgelt kulunud, moondunud või saastunud osad tuleks viivitamatult välja vahetada. Kui selline parandamine või asendamine osutub vajalikuks, on soovitatav pöörduda AlterG, Inc. poole teenindustautluse vastu. Gravitatsioonivastast jooksulint või mõnda selle osa tuleks parandada ainult vastavalt AlterG, Inc. juhistele. AlterG, Inc. volitatud esindajad või AlterG, Inc. väljaõppinud töötajad.

Selle toote omanik vastutab ainuisikuliselt kõigi rikete eest, mis tulenevad ebaõigest kasutamisest, puudulikust hooldusest, ebaõigest remondist, kahjustamisest või muutmisest kellegi muu kui AlterG, Inc. volitatud esindaja poolt.

AlterG Anti-Gravity Jooksuraja omanik / kasutaja on kohustatud AlterG-le ja riiklikult tunnustatud pädevale asutusele teatama seadme käitamisega seotud tõsistest juhtumitest.

Mis tahes volitamata hooldus, remont või seadmete muutmine võivad tühistada gravitatsioonivastase jooksulindi toote garantii.

AlterG kontaktandmed

AlterG tervitab teie päringuid ja kommentaare. Kui teil on küsimusi või kommentaare, võtke ühendust meie teenindus- ja tugitiimiga.

AlterG peakorter, teenindus ja tugi

48368 Milmont Drive
Fremont, CA 94538 USA
+1 510 270-5900
www.alterg.com

Näidustused ja vastunäidustused kasutamiseks

Kavandatud kasutamise kinnitus

AlterG VIA anti-gravitatsiooni jooksulint võimaldab lisaks tavalistele jooksuraja funktsioonidele kaalu kaotada kasutaja kehakaalu. Kaalumatus võimaldab patsientidel ja üksikisikutel teha püstiharjutusi, kõndida või joosta nii, et nende lihas-skeleti süsteem oleks vähem mõjutatud.

VIA on mõeldud piiratud liikumisvõimega inimestele, kes vajavad algkiirust 0,1 miili tunnis.

VIA X on mõeldud kasutamiseks mõõduka kuni maksimaalse liikumisvõimega isikutele, keda ei mõjuta algkiirus 0,5 mph ja tippkiirus 15,0 mph.

Näidustused kasutamiseks

- Aeroobne konditsioneerimine
- Spordispetsiifilised konditsioneerimisprogrammid
- Kaalu kontroll ja vähendamine
- Neuroloogiliste patsientide käigutreening ja neuromuskulaarne ümberkasvatus
- Tugevdamine ja konditsioneerimine geriaatrilistel patsientidel
- Taastusravi pärast alajäsemete vigastamist või operatsiooni
- Taastusravi pärast täielikku liigese asendamist

Ettevaatusabinõud kasutamisel

- Kardiovaskulaarsed haigused või hingamisteede kompromiss
- Harjutusest põhjustatud astma või stenokardia
- Ägedad ja kroonilised seljaprobleemid
- Katkine või herniated ketas
- Rasedate naiste ohutust ja efektiivsust ei ole tõestatud
- Ohutus ja efektiivsus üksikisikute puhul, kellel on funktsionaalne sõltumatus. Mõõtepunktide arv 1 või 2 (sõltub maksimaalsest abist) ei ole kindlaks tehtud
- Jooksuraja vöö ei lukustu oma kohale. Enne jooksulindi väljalülitamist ja väljumist veenduge, et patsient on stabiilne.
- Pulsikell pole täpne.
- Kõik seisundid, kus suurenenud kõhuõõnesisene rõhk võib olla murettekitav (näiteks kusepidamatus, vaagnapõhja düsfunktsioon, vaagnapõhja rekonstrueerimine või muud seisundid)

Kasutamise vastunäidustused

- Ebastabiilne luumurd
- Kardiovaskulaarne hüpotensioon
- Süvaveenitromboos

Ohutus: hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne anti-gravitatsiooni jooksulindi kasutamist lugege palun käesolevat juhendit. Füsioterapeudi, treeneri või arstina (toote operaator) peate mõistma turvaelemente ja kasutajaliidest. Soovime, et teil ja teie klientidel või patsientidel (toote kasutajatel) oleks turvaline ja nauditav treeningkogemus.



OHT: Vältida tuleb ohtlikku olukorda, mis võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.

- Ärge muutke anti-gravitatsiooni jooksulindi elektrilist pistikut. Jooksurada on varustatud eemaldatava toitejuhtmega, mille pistik on NEMA 6-20. Ühilduvuse tagamiseks peab teil olema NEMA 6-20 pistikupesa. Selle kaabli asendamine rahvusvaheliste anumate paigutamiseks peab tagama, et kaabel on kavandatud kandma 220 V pingel 20 A.
- Ärge kasutage ühtegi elektriadapterit. See võib põhjustada elektrilöögi ohtu.
- Enne pikendusjuhtmete kasutamist pidage nõu kvalifitseeritud elektrikuga. Pikad pikendusjuhtmed võivad põhjustada anti-gravitatsiooni jooksulindi pingelanguse, mis võib põhjustada selle vale töö. AlterG pakub 15 jalga (4,6 m) toitejuhet.
- Ärge kasutage anti-gravitatsiooni jooksulinti märjas või niiskes keskkonnas.
- Kui see on asjakohane, ärge kasutage pulsikella saatjat koos elektrilise südamestimulaatori või sarnase seadmega. Saatja võib põhjustada elektrilisi häireid, mis võivad häirida südamestimulaatori funktsioone.
- Enne puhastamist või hooldamist eemaldage alati gravitatsioonivastane jooksulint.
- Ärge kastke puhastamise ajal ühtegi anti-Gravity jooksulindi osa vedelaga; kasutage pihustit või niisket lappi. Hoidke kõik vedelikud elektrikomponentidest eemal. Enne puhastamist ja hooldamist eemaldage alati gravitatsioonivastane jooksulint.
- Hoolduse peaks läbi viima volitatud AlterG tehnik. AlterG volitamata tehnikute poolt teostatav teenindus tühistab garantii. Enne hooldustööde alustamist pöörduge AlterG poole.
- Ärge pange mingeid vedelikke anti-gravitatsiooni jooksulindi ühele osale (välja arvatud veepudeli hoidikutesse), kaasa arvatud anti-gravitatsiooni jooksulindi jooksupinnale.
- Hoidke jooksupind alati puhas ja kuiv.
- Pärast paigaldamist ei tohi gravitatsioonivastase jooksulindi sisemist juhtmestikku lahti ühendada ega seda muuta.



HOIATUS: Vältida võib potentsiaalselt ohtlikku olukorda, mis võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.

- Kasutajad peavad enne mis tahes treeningprogrammi alustamist nõu pidama oma arstidega ja sooritama arstliku eksami. See kehtib eriti juhul, kui kasutajatel on mõni järgmistest: südamehaigused, kõrge vererõhk, diabeet, kroonilised hingamisteede haigused, kõrge kolesteroolitase, kui nad suitsetavad sigarette, on praegu passiivsed, on rasvunud või kellel on mõni muu krooniline haigus või füüsiline haigus väärtuse langus.
- Kasutajad peavad viivitamatult treeningu lõpetama ja pöörduma arsti poole, kui nad tunnevad anti-gravitatsiooni jooksulindi kasutamisel nõrkust, pearinglust, valu rinnus, iiveldust või muid ebanormaalseid sümptomeid.



ETTEVAATUST: Vältida võib potentsiaalselt ohtlikke olukordi, mis võivad põhjustada kergeid või mõõdukaid vigastusi.

- Kasutage alati anti-gravitatsiooniga jooksulindiga kaasas olevat turvavöö. Treeningu ajal tuleks see kinnitada kasutaja rõivaeseme külge. See on oluline funktsioon juhul, kui kasutaja kukub treeninguseansi ajal.
- Enne anti-gravitatsiooniga jooksulindi kasutamist veenduge, et kokpiti lukustusmehhanism oleks fikseeritud ja lukustatud täielikult gravitatsioonivastase jooksulindi raamidesse. Kui seda ei tehta, võib juhtimiskabiin töö ajal lahti tulla, mis võib põhjustada kasutaja vigastusi.
- Enne kasutamist lugege läbi, mõistke ja katsetage hädaseiskamise protseduuri.
- Ärge kunagi jätke lapsi gravitatsioonivastase jooksulindi ümber järelevalveta.
- Rasedate naiste ohutust ja efektiivsust ei ole tõestatud. Rasedad naised või naised, kes võivad olla rasedad, peaksid enne anti-gravitatsiooni jooksulindi kasutamist nõu pidama oma arstiga.
- Gravitatsioonivastast jooksulint tuleb kasutada nõuetekohase väljaõppe saanud operaatori järelevalve all. Gravitatsioonivastase jooksulindi kasutaja ei tohi mingil juhul ilma asjakohase järelevalveta harjutada; isegi siis, kui olete eelnevalt seadme nõuetekohaseks kasutamiseks välja õpetatud.
- Seadistage ja kasutage anti-gravitatsiooni jooksulinti kindlal ja tasasel pinnal.
- Gravitatsioonivastase jooksulindi kasutamisel ärge kandke lahti või rippuvaid rõivaid. Ärge hoidke midagi (näiteks lühikesi pükse) anti-Gravity jooksulint kotis.
- Enne treeningusessiooni alustamist kontrollige, et anti-gravitatsiooni jooksulint ei sisaldaks prahti.
- Pigistamise vältimiseks hoidke käed kotist ja raami konstruktsioonist eemal.
- Hoidke käed eemal kõigist liikuvatest osadest.
- Ärge kasutage VIA anti-gravity jooksurada, kui kasutaja kaal on alla 80 naela (36 kg) või üle 400 naela (180 kg). Kasutajad, kes kaaluvad üle 350 naela (159kg) ei pruugi kaalust alla võtta kogu 20% algsest kehakaalust.
- Ettevaatlik peaks olema siis, kui kasutaja siseneb anti-gravitatsiooni jooksulinti. Kasutajad ei tohiks kunagi siseneda anti-gravitatsiooni jooksulindile, kui jooksulindi pind liigub. Veenduge, et avaripeatuse turvamagnet on jooksulindi külge kinnitatud nii, et jooksulindi vöö on lukus ja ei liigu, kui kasutaja pinnale astub. Veenduge, et kasutaja hoiaks kabiini või käsipuudest kinni, kui see on otstarbekas, et oma keha toetada.
- Enne treeningusessiooni alustamist veenduge, et kasutaja oleks kotti täielikult lukustatud ning et piloodikabiin oleks õigel kõrgusel reguleeritud ja lukustatud.
- Veenduge, et kasutaja kannaks korralikke spordijalatsid, näiteks jalatseid, millel on kumm või kõrge veojõuga tald. Ärge lubage kontsaga või nahast tallaga kingi. Veenduge, et kingataldadesse ei oleks kinnitatud kive ega teravaid esemeid.
- Nagu iga jooksulindi treeningu puhul, veenduge, et kasutaja lisaks kasutaja treeninguseansi lõppu jahutusfaasi. Enne peatumist veenduge, et nad saavutaksid kogu kehakaalu ja treeniksid mõõdukalt. Vältige treeninguseansi järsku lõpetamist või peatamist, kui kasutajal on madalam kehakaal või suur kiirus.
- Gravitatsioonivastase jooksulindi ohutust ja terviklikkust saab säilitada ainult siis, kui anti-gravitatsiooni jooksulinti regulaarselt kontrollitakse kahjustuste ja kulumise suhtes ning see on korralikult remonditud. Regulaarse hoolduse tagamine on ainult kasutaja / omaniku või rajatise käitaja kohustus. Kulunud või kahjustunud komponendid tuleb viivitamatult välja vahetada ja Gravitatsioonivastane jooksulint kuni remondini kõrvaldada. Gravitatsioonivastase jooksulindi hooldamiseks ja parandamiseks tohib kasutada ainult tootja tarnitud või heakskiidetud komponente.



ETTEVAATUST: AlterG kasutab koti kasutaja lähedal paigal hoidmiseks Neodüümi magneteid. Neodüümmagnetid kuuluvad haruldaste muldmetallide perekonda ja on kõige võimsamad püsिमagnetid maailmas. VIA toode kasutab kuni nelja N42 neodüümmagnetit koti mõlemal küljel. Kõigil nendel magnetitel võib olla kuni 22 naela. (10kg) tõmbejõudu ja 13 200 Gaussi magnetvälja. Õnneks langeb magnetväli magnetilt väga kiiresti, nii et 3,6 tolli (7,6 cm) kaugusel on magnetväli kokku väiksem kui 100 Gaussi. Ettevaatus on vajalik, kui kasutajal on AlterG anti-gravitatsioonirajamis seansi ajal kasutusel

südamestimulaator, insuliinipump või muud elektromagnetilised tooted. Enne selle toote kasutamist pidage alati nõu oma tervishoiutöötajaga.

Sissejuhatus

Arsti poole pöördumine

Igaüks, kes kaalub treeningprogrammi või aktiivsuse suurendamist, peaks pöörduma arsti poole. On väga soovitatav, et kasutajad järgiksid oma arsti juhiseid enne treeningprogrammi ja selle ajal või mõne muu kehalise aktiivsuse suurenemise ajal ja ajal, kui nad:

- - teil on südamehaigus, kõrge vererõhk, diabeet, kroonilised hingamisteede haigused või kõrgeenenud kolesteroolitase
- Suitsetage sigarette
- On praegu passiivsed, on rasvunud või neil on mõni muu krooniline haigus või füüsiline kahjustus või kui nende perekonnas on seda haigust esinenud



Neodüümmagnetid võivad mõjutada südamestimulaatoreid.

Neodüümmagneedi lähedal asuvad tugevad magnetväljad võivad mõjutada südamestimulaatoreid, ICD-sid ja muid implanteeritud meditsiiniseadmeid. Paljud neist seadmetest on valmistatud funktsiooniga, mis deaktiveerib selle magnetväljaga. Seetõttu tuleb olla ettevaatlik, et vältida selliste seadmete tahtmatut deaktiveerimist.

Soojenemise ja jahtumise tähtsus

On oluline, et kasutajad soojeneksid, jahtuksid järk-järgult ja lisaksid enne treeningut ja selle lõppu rea venitusi. Venitamine soodustab vajalikku paindlikkust, mis aitab vältida igapäevaste toimingute ajal valulikke lihaseid ja vigastusi.

Ärge lõpetage treeningut VIA anti-gravitatsiooni jooksulindil järsult. Kasutaja kogu kehakaal tuleb taastada aeglaselt ja see peaks enne treeningsessiooni lõpetamist hõlmama mõneminutilist kõndimist kogu kehakaalu ja väikese intensiivsusega.

Seadistamine ja installimine

VIA anti-gravitatsiooni jooksulindi paigaldab pärast kohaletoimetamist AlterGi kvalifitseeritud tehnik. Veendumisel kontrollige palun anti-Gravity jooksurada võimalike kahjustuste suhtes, mis võivad tekkida transportimisel. Tehke fotod ja teatage kahjustustest viivitamatult laevafirmale ja AlterG-le. Gravitatsioonivastase jooksulindi saadetisele allkirjastades võtate vastutuse võimalike kahjustuste eest, mis võivad tekkida enne paigaldamist.

Nõuded elektrile

VIA anti-gravitatsiooni jooksulindi soovitatav elektriühendus on spetsiaalne 20 amprine, 220 VAC @ 50/60 Hz vooluring maandusega. Anti-Gravity Jooksurajaga kaasas olev pistik on NEMA konfiguratsioonisüsteemi poolt tähistatud kui 6-20P. Vastav pistikupesa on NEMA 6-20R.

Kõnealuse riigi ja rajatise jaoks sobiv pistik tuleks ühendada järgmiselt:

Sinine dirigent: neutraalne

Pruun dirigent: liin

Roheline / kollane dirigent: maandatud

Maandamisnõuded



HOIATUS: Elektrilöögi ohu vältimiseks tuleb see seade ühendada toitekaabliga ainult kaitsemaandusega.

VIA Anti-Gravity jooksulint peab olema elektriliselt maandatud. Elektrilise rikke korral pakub maandus elektrilöögi ohu vähendamiseks elektrivoolule kõige vähem takistust. Gravitatsioonivastase jooksulindi toitekaabel sisaldab maandatud pistikut. See pistik tuleb ühendada sobivasse pistikupesasse (NEMA 6-20R), mis on korralikult paigaldatud ja maandatud vastavalt kehtivale riiklikule elektriseadustikule, samuti kõigile kohalikele seadustele ja määrustele. Kui te pole nendes nõuetes üldse kindel, pöörduge AlterG-i või kvalifitseeritud elektrikü poole.

Nõuded asukohale


VIA anti-gravitatsiooni jooksulint on 85 tolli (217 cm) × 38 "(97 cm) ja kaalub peaaegu 550 naela (249 kg). See tuleb asetada struktuuriliselt kindlale pinnale. Kui seda kasutatakse maapinnast kõrgemal, on soovitatav paigutada see toa nurga lähedale või kohta, kus põrand on kõige tugevam, et tagada maksimaalne tugi kiire ja suure löögiga kasutamisel. Pind peaks olema tasane, et tagada gravitatsioonivastase jooksulindi raami minimaalne paindumine. Ärge asetage anti-gravitatsiooni jooksulinti otse paksule vaibale, sest see võib häirida jooksulindi alaküljel asuvaid õhuklappe. Gravitatsioonivastane jooksulint peab asuma õigest pistikupesast 3,7 m kaugusel (jooksulindi eest). Kui kavatsite juhet kuidagi pikendada, pöörduge kvalifitseeritud elektrikü või AlterG poole. Veenduge, et jäta jooksulindi mõlemale küljele vähemalt 24 tolli (61 cm), et kott saaks inflatsiooni ajal paisuda. Laske vähemalt 40 "(1m) jooksulindi taga, et majutada ohutult sisse- ja väljatulevat kasutajat, ning vähemalt 20" (, 5m) seadme ees, et võimaldada juurdepääsu elektroonikale ja toite sisse / välja lülitile.

Soovitame ala, mis on vähemalt 3,7 m pikk ja 2,8 m lai, et pakkuda piisavalt ruumi kasutamiseks ja kasutajate juurdepääsuks. Samuti kontrollige lae kõrgust veendumaks, et kasutajad ei lööks jooksmise ajal pead lakke. Anti-Gravity Jooksuraja pind on põrandast 6 "(15 cm). 8 jalga (2,4 m) lagi võib olla kõrgematele kasutajatele liiga madal.

AlterG VIA Anti-Gravity Treadmill® paigalduste spetsifikatsioonid

- Jooksuraja maksimaalne kõrgus: 74 "(1,88 M)
- Jooksuraja laius: 38 "(0,97M)

- Jooksuraja pikkus: 85 "(2,17M)
- Minimaalne lae kõrgus: 96 "(2,44M)
- Toote kaal on ~ 550 naela (249 kg)
- **Oluline märkus:** Asetage esikülj pistikupesast 8 jalga (2,44 M) kaugusele ja jätke seadme ette vähemalt 20 tolli (0,5 M) vaba ruumi, et pääseda juurde elektroonikale ja sisse / välja lülitile.




Gravitatsioonivastase jooksulindi transportimine

Kui kavatsete oma gravitatsioonivastast jooksulint teisaldada, võtke ühendust AlterG-ga. Teie garantii ei kata anti-gravitatsiooni jooksulindi valesti liigutamisel tekkinud kahjustusi.

Gravitatsioonivastased jooksuraja komponendid

Gravitatsioonivastase jooksulindi juhtimise põhikomponendid on märgitud allolevatel fotodel.





Operatsioon

Märge: Järgmised kasutusjuhised täidab arst või tema juhendamisel.

Gravitatsioonivastase jooksulindi sisselülitamine

1. Toitelüliti asub VIA anti-gravitatsiooni jooksulindi esiosas. Lülitage see süsteemi käivitamiseks ja tarkvara käivitamiseks sisse. Tarkvara laadimisel vältige ekraani puudutamist, kuna see võib häirida algladimist.

Märge: Ärge lubage kasutajal käivitamise ajal seista Anti-Gravity jooksulint. Kui kasutaja paneb käivitamisel tahtmatult rihmale raskuse, kuvatakse veateade. Laske kasutajal seista väljaspool seadet, kuni algladimisjärjestus on lõpule viidud.



2. Kui tervitusküla ilmub, on süsteem valmis.

Märge: Kui te pole seda juhendit lugenud, on soovitatav kohe lõpetada või küsida kvalifitseeritud operaatorilt asjakohaseid juhiseid. Puudutades nuppu SESSIOONI ALUSTAMINE, kinnitate, et olete selle käsiraamatu läbi lugenud ja sellest aru saanud.



Kasutaja turvamine gravitatsioonivastases jooksulindis

Selles jaotises kirjeldatud protseduurid kirjeldavad järgmist:

- Lühikeste pükste selga panemine
- Astumine anti-gravitatsiooni jooksulindile
- Kotti tõmblukk
- Kokpiti kõrguse seadmine
- Turvapaela kinnitamine

Lühikeste pükste selga panemine

Teie anti-gravitatsiooniga jooksulint on varustatud kohandatud neopreenist tihenduspükstega, mis tagavad õhukindla tihendi kasutaja keha ja jooksulindi kotiava vahel. Enne jooksulindile astumist on kasutajal soovitatav lühikesed püksid selga panna.

Paluge kasutajal valida suurus, mis on kena, kuid mitte ebamugav, ja veenduge, et silt oleks kasutaja taga ja lühikeste pükste siseküljel. Mugava istuvuse tagamiseks ja kimpude vältimiseks on kasutajal soovitatav kanda lühikeste pükste all jooksu- või sukkpükse.

Märge: Lühikesed püksid on lateksivabad (90% neopreenist, 10% uretaaniga kaetud nailonist).



Astumine anti-gravitatsiooni jooksulindile



ETTEVAATUST: Enne kui kasutaja astub Anti-Gravity Jooksuraja jooksupinnale, veenduge, et turvamagnet oleks konsoolil paigas. Kui turvamagnet pole paigas, eeldab jooksulint, et on olemas ohutusprobleem, ja vabastab jooksupinna.

Enne jooksulindile sisenemist veenduge, et kokpit oleks kõige madalamal. Jooksurajaga sisenemine, kui kokpit on kõrgemal, võib kokpit liikuda, mis võib põhjustada kasutaja tasakaalu kaotuse.

Sisestage jooksulint tagantpoolt ja astuge kotti avausse.

Kotile on hea astuda, kuid veenduge, et kingataldadesse ei jääks kive ega teravaid esemeid, mis võivad kotti rikkuda või kahjustada.

Märge: Kotikangas ei sisalda lateksit.



Kokpiti kõrguse seadmine

1. Kokpiti vabastamiseks tõmmake nägu ettepoole ja tõmmake lukustusriba enda poole.



Ekraanile ilmub teade „Cockpit Lock“, mis näitab, et kokpit on lukustamata.



2. Haarake käsipuudest ja libistage kokpit üles või alla, et see asetada kõrgusele, mis asetab tõmblukku niudeluuharjale (vaagnaluu ülemine, välisserv, vildist allapoole). Pagasiruumi täiendava toe saamiseks saab kabiini seada kõrgemale.

Märge: Veenduge, et käsipuude kohal oleks piisavalt ruumi, et teie käed saaksid treeningu ajal mugavalt kiikuda.



Märge: Õmbluste kõrgused on paigutatud külgmistele tugipostidele. Neid saab kasutada kabiini kõrguse märkimiseks erinevatele kasutajatele.

Lisateabe saamiseks vaadake jaotise "õmbluse kõrguse siltide kirjeldust" Sildid, asukohad, tõlgendamine".



3. Kui piloodikabiin on õigel kõrgusel, veenduge, et see "klõpsataks" oma kohale, ja lükake seejärel lukustusriba ettepoole (endast eemale), kuni see on täielikult kinni.



Teade „Kabiini lukustus“ kaob ja kuvatakse tervituskuva.



-
4. Haarake koti mõlemal küljel olevast käepidemest ja tõstke kott otse üles käsipuudele.



-
5. Tõmmake üles, kuni koti mõlemad küljed kinnituvad käsipuude alumisel küljel olevate magnetite külge.



ETTEVAATUST: Ärge kunagi kasutage anti-gravitatsiooni jooksulinti ilma, et kokpit oleks lukustatud asendis. See on hädavajalik turvaelement, mis hoiab ära kabiini tahtmatu lahtiühendamise treeningu ajal.

Ärge kunagi proovige kokpiti liigutada, kui kott on täis või kui see on täielikult täis. Kui kott tuleb kasutaja treeningu ajal ümber paigutada, peatage seanss. Seejärel saate muuta kokpiti kõrgust.

Lukuga kotti


Kui kokpit on paigas, tõmbuge anti-gravitatsiooni jooksulindisse. Tõmblukku alustatakse kere esiosast ja keskelt ning see lukustatakse kogu päeva vastupäeva, kuni see naaseb eest kattuma. Tihendi lõpuleviimiseks veenduge, et tõmblukk on täielikult suletud.

Tõmblukk pakub vahendit kasutaja kiireks kinnitamiseks ja kotist eemaldamiseks, lihtsustab hügieeni ja pakub kohandatud sobivust igas suuruses kasutajatele.



Turvapaela kinnitamine

Kasutage alati gravitatsioonivastase jooksulindi juurde kuuluvat magnetilist turvapaela. Kui turvamagnet kaob, tellige AlterG-It asendaja. Ettevaatusabinõuna ei tööta jooksulint ilma turvamagnetita otse hädaseiskamise sildi kohal.


Operaatori või kasutaja tegevus	Ekraan
1. Libistage kaelapaela randmerihm ümber ühe randme.	
2. Asetage kaelapaela ohutusmagnet otse konsooli ümmarguse indikaatori kohale sildiga "Hädaseisk"; muidu ei tööta anti-gravitatsiooniga jooksulint.  ETTEVAATUST: Ärge kunagi proovige seda kriitilist turvaelementi alistada, kinnitades kaelapaela koti, anti-gravitatsiooni jooksulindi struktuuri või mujale kui kasutaja randmele. Kui kasutaja peaks treeningu ajal kukkuma, tõmmatakse magnet konsoolilt maha ja jooksuraja toiteallikas katkeb; õhurõhk vabastatakse; jooksulindi jooksupind eraldub ajamist ja saab vabalt liikuda. Ekraanile kuvatakse teade ESTOP. 	
3. Jätka jaotist „Treeninguseansi alustamine ja lõpetamine”.	

Treeninguseansi alustamine ja lõpetamine

Selles jaotises kirjeldatud protseduurid kirjeldavad järgmist:

- Treeninguseansi alustamine
- Puutetundliku ekraani funktsioonide ja juhtnuppude kasutamine
- Gravitatsioonivastase jooksulindi kiiruse reguleerimine

Treeninguseansi alustamine

Operaatori või kasutaja tegevus	Ekraan
1. HARJUTUSEKS ETTEVALMISTAMINE. Enne alustamist seiske jooksulindi turvavöö pinnal paigal. Ärge hoidke kinni ega toeta ennast süsteemi struktuurist. Süsteem kaalub teid enne treeningut ja jooksulint peab kandma kogu teie kehakaalu.	 The screen displays the title 'Before You Begin' and a list of four items to check: 'Zipper is completely sealed', 'Racetrack is secured', 'Feet are flat on the deck', and 'Arms are crossed'. Each item is preceded by a green checkmark. At the bottom, there are two buttons: 'START CALIBRATION' (green) and 'CANCEL' (red).
2. HARJUTUSSESSIOONI ALGUS. Treeningu alustamiseks puudutage nuppu KALIBREERIMISE ALUSTAMINE. Gravitatsioonivastane jooksulint jätkab kalibreerimisprogrammi, mis võimaldab süsteemil määrata seose ruumi rõhu ja teie kehakaalu vahel. Tunnete, kuidas rõhk kotis muutub süsteemi kalibreerimisel. Parim on käed risti panna, kui rutiin jookseb, et vältida konstruktsiooni mis tahes osa puudutamist ja kalibreerimise rikkumist.	 The screen displays the text 'Your device is calibrating...' and four numbered buttons (1, 2, 3, 4). Button 1 is highlighted in blue. Below the buttons, it says 'Filling bag'. At the bottom, there is a red button labeled 'ABORT'.
Teid teavitatakse viivitamatult, kui kalibreerimisjärjestus on lõpule jõudnud, puudutage treeninguseansi alustamiseks käsku SESSIOONI ALUSTAMINE. Mitteaktiivsus tühistab teie lõpetatud kalibreerimise. Sellel ekraanil kuvatakse ka teie kehakaalu alampiir.	 The screen displays the title 'CALIBRATION COMPLETE' and a large green checkmark inside a circle. Below the checkmark, it says 'You can unweight to 20%'. At the bottom, there are two buttons: 'START SESSION' (green) and 'Cancel' (red).

Põhiekraanil olevad juhtnupud on näidatud allpool.



Operaatori või kasutaja tegevus

Ekraan


3. REGULEERIGE KEHA KAALU.

Reguleerige oma kehakaalu noolenupu üles ja alla abil. Üles noole koputamine suurendab teie kehakaalu ja allanoolega koputamine vähendab teie kehakaalu. Teie kehakaal kuvatakse protsendina teie kehakaalust. Kehakaalu saate igal ajal treeningu ajal reguleerida.



ETTEVAATUST: Kui kehakaal on 40% ja madalam, võite muutuda ebastabiilseks, kui hüppate või sooritate mõnda muud tegevust peale kõndimise või jooksmise. Vähendage oma kehakaalu protsenti aeglaselt, et saaksite uue tundega harjuda ja oma kõnnakumehaanikat vastavalt sellele kohandada.

Kehakaalu suurendamiseks puudutage noolt üles, kehakaalu vähendamiseks puudutage noolt alla.



4. VALI PINNASTEED SUUNA.

Kui jooksulint sisse lülitatakse, on see programmeeritud edasiliikumiseks. Tagurpidi liikumiseks puudutage allanoolt, kuni see kuvab negatiivseid numbreid.

5. REGULEERIGE LÕPETUSKIIRUST.

VIA ja VIA X on veidi erineva algus-, tagasilükkumise- ja edasikiirusega, et need vastaksid kliiniku konkreetsetele sätetele ja kasutajate populatsioonidele.


VIA

Reguleerige jooksulindi kiirust üles- ja allanoolenupu juhtnuppude abil. Edasisuunas algab kiirus kiirusest 0,1 mph (0,16 km / h) ja suureneb iga nuppude koputamise korral 0,1 mph (0,16 km / h) sammuga kuni maksimaalselt 12 mph (19,3 km / h). Kui jooksulint on programmeeritud tagurpidi, algab kiirus kiirusest 0,1 mph (0,16 km / h) ja suureneb sammuga 0,1 mph (0,16 km / h) kuni maksimaalselt 3 mph (4,8 km / h). Mõlemat nuppu all hoides kauem kui 2 sekundit, suureneb või väheneb kiirus kiiremini.

VIA X

Reguleerige jooksulindi kiirust üles- ja allanoolenupu juhtnuppude abil. Edasisuunas algab kiirus kiirusest 0,5 mph (0,8 km / h) ja suureneb iga nuppude koputamise korral 0,1 mph (0,16 km / h) kaupa kuni maksimaalselt 15 mph (24,1 km / h). Kui jooksulint on programmeeritud tagurpidi, algab kiirus kiirusega 0,5 mph (0,8 km / h) ja suureneb sammuga 0,1 mph (0,16 km / h) kuni maksimaalselt 5 mph (8 km / h). Mõlemat nuppu all hoides kauem kui 2 sekundit, suureneb või väheneb kiirus kiiremini.

Puudutage kiiruse suurendamiseks noolt üles, kiiruse vähendamiseks allanoolt





6. REGULEERIGE PINNAD.

Kalde suurendamiseks puudutage noolt ülespoole ja kalde vähendamiseks allanoolt. Nupu allhoidmine kauem kui 2 sekundit põhjustab kalde muutumist kiiremini.

Märge: Jooksulindi kallet ei saa reguleerida suuremaks kui 5%, kui kiirus on seatud alla 0,5 mph (0,8 km / h).

Kalde suurendamiseks puudutage noolt ülespoole, kalde vähendamiseks



Operaatori või kasutaja tegevus	Ekraan
7. HARJUTUSSESSIOONI LÕPETAMINE VÕI PAUS. Enne seansi peatamist pöörake jooksulint 0% - lisele kaldele. Treeningu lõpetamiseks puudutage STOP. Jooksuraja peatamisrežiimi paigutamiseks puudutage Paus. Turvavöö peatub, kuid kogu statistiline teave säilitatakse. Keharatta tugi säilib, kui jooksulint on peatatud. Treeningu jätkamiseks toksake PAUS.	

Gravitatsioonivastase jooksulindi välja astumine

1. Peatage seanss ja oodake, kuni jooksulint täielikult peatub.
2. Oodake, kuni kott täielikult tühjeneb.
3. Seejärel saab kasutaja:
 - Eemaldage turvarihm.
 - Tõmmake lühikesed püksid kotist lahti.
 - Vabastage kabiini lukustusmehhanism, tõmmates lukustusriba nende poole.
 - Laske kokpit ettevaatlikult alla.
 - Väljuge jooksulint. Pöörake ümber, astuge koti avausest välja ja astuge jooksulindi tagant ettevaatlikult maha.



Seansi mõõdikud

Sessiooniekraan annab teile graafilise ülevaate kehakaalust, kiirusest ja kalletest. See sisaldab ka teavet teie keskmise kiiruse, põletatud kalorite ja kogu kauguse kohta.

Seansi mõõdikud

Vaikimisi kuvatakse seansi mõõdikud ekraani ülaservas. Kuvatakse seansi aeg, kulutatud kalorid, tempo, läbitud vahemaa ja pulss. Alternatiivseid paigutusi saab seadistada seadete seadetes. Lisateavet vt **Error! Reference source not found.**



Kalorid

Kuvatud kalorite arv võtab arvesse teie kehakaalu protsenti ja jooksulindi kiirust, kallet ja vahemaad. Seetõttu on kulutatud kalorite lugemine täpsem, kui võrrelda neid parameetreid mitte sisaldavate treeningvahenditega.

Viide <http://42.195km.net/e/treadsim/> lisateavet selle kohta, kuidas VIA arvutab põletatud kaloreid.

Pulsisageduse jälgimine

Pulsikell

Jooksuraja AlterG ekraan on loodud kasutaja pulsi vastuvõtmiseks koos Polar® (rindkere rihma) pulsikella kasutamisega.¹ Polaarseid rihma saab osta kõige populaarsematest sporditarvete poodidest või veebist. Selleks, et ekraan kuvaks kasutaja pulssi õigesti, peab ekraanil olev vastuvõtja saama Polari saatjalt stabiilse pulsisignaali. Polaarne pulsisüsteem koosneb kahest põhielemendist: 1) andurist / saatjast ja 2) AlterG jooksulint-ekraanis olevast vastuvõtjast.

Kuidas kanda rinnarihma saatjat

Sensorit / saatjat kantakse otse rindkere all ja kõhu otsas, otse palja naha peal (mitte riiete kohal). Saatja peaks olema keskel rinnalihaste all. Kui rihm on kinnitatud, tõmmake see riba venitades rinnast eemale ja niisutage juhtivad elektroodiribad puhta veega. Saatja töötab automaatselt, kui te seda kannate; see ei tööta, kui see on teie kehast lahti ühendatud. Kuna niiskus võib saatja aktiveerida ja higist soola kogunemine võib olla probleem, loputage saatjat veega ja pühkige see pärast kasutamist kuivaks. Rindkinnitus on pestav. Pärast saatja eemaldamist peske riba sooja vees, kasutades seepi ja loputage hoolikalt puhta veega.

Vastuvõtja

Signaali vastuvõtmiseks peate olema vastuvõtjast kahe ja poole jala kaugusel. Pange tähele, et teie saatja võib kõikuda ebakorrapäraselt, kui olete teistele Polari seadmetele liiga lähedal. Hoidke teiste Polari seadmete vahel vähemalt kolme jala kaugust.

MÄRKUS. Pulsisageduse vastuvõtt võib tekkida, kui Polar Monitor on liiga lähedal tugevate elektromagnetkiirguse allikatele, nagu telerid, personaalarvutid, elektrimootorid ja mõned muud tüüpi spordiseadmed. Ühe vastuvõtja vahemikus tuleks kasutada ainult ühte saatjat, kuna vastuvõtja võib korraga võtta mitu signaali, põhjustades ebatäpse näidu.




ETTEVAATUST: AlterG jooksulindil olles saadav pulss on ainult soovituslik. Ükski meditsiiniline ravi ega diagnoos ei tohiks põhineda Polar Monitoril.

¹ Polar® on ettevõtte Polar Electro, Inc. registreeritud kaubamärk Lake Success, NY

Töötav HD-videoseiresüsteem

Alustamine

Operaatori või kasutaja tegevus	Ekraan
Kaamera vaatamiseks puudutage navigeerimisribal VIDEO.	


Kaamerate teravustamine ja positsioneerimine

VIA anti-gravitatsiooni jooksulindil on üks kaamera.
Eesmine kaamera on kinnitatud koti siseküljele ja on enne
saatmist teravustatud tehases.



Kaamera vaated

Eesmine kaamera on püsivalt
kinnitatud jooksulintkotti. Videovoog
kuvatakse põhiekraani puuteekraanil.




Operatiivne käik

Käigu mõõtmised

Operaatori või kasutaja tegevus	Ekraan
Gravitatsioonivastane jooksulint mõõdab järgmist: • Kaalu kandmise sümmeetria • Kadents • Hoiaja aja sümmeetria • Astme pikkuse sümmeetria Gaiti kuvamiseks puudutage navigeerimisribal GAIT. Käigumõõdud on iga jala viimase 3 sammu kuvamine.	

Käigu salvestamine

Operaatori või kasutaja tegevus	Ekraan
Kasutajad saavad salvestada nii palju kõnnakuaruandeid, kui nad soovivad. Salvestise pikkus ei ole ajaliselt piiratud. Käiguraporti salvestamiseks navigeerige kõnnaku lehele ja puudutage käsku SALVESTA KÄITUMISANDMEID. Ekraani ülaossa ilmub punane riba, mis annab märku käigu salvestamisest. Puudutage STOP RECORDING, kui soovite salvestamise peatada. Salvestamise ajal saate reguleerida mis tahes jooksulindi juhtnuppe (kehakaalu%, kalle ja kiirus). Soovitame salvestada erinevad aruanded, nii et näeksite kehakaalu, kallaku või kiiruse mõju kõnnaku sümmeetriale.	

Operaatori või kasutaja tegevus	Ekraan
Kui olete salvestamise lõpetanud, kuvatakse aruanded andmekuvast paremal automaatselt.	

Käigu funktsioonid

Eri ekraanil on erinevatel kasutuseladel kaks lisafunktsiooni.

Operaatori või kasutaja tegevus	Ekraan
Ristkäik. Kui teil on käärija kõnnakuga patsient (istutades ületab jalg keskjoont), puudutage RIST-ÜLE-GAITI. Nupp on tegelikkuses oranžiga esile tõstetud. See võimaldab tarkvaral tuvastada parema jala, kui vasakpoolsed koormusandurid tuvastavad kaalu, ja vasaku jala, kui paremad koormusandurid tuvastavad kaalu. Jooksurežiim. Lülitage jooksurežiimile, kui teie patsient sörkib või töötab. Nupp on tegelikkuses oranžiga esile tõstetud. Tarkvara lülitub alternatiivsele algoritmile, et kõndimõõdikuid kiiremini jälgida. Kui töörežiimi ei tuvastata, kuid see on vajalik, ilmub ekraani ülaossa kollane riba sõnumiga: "Ooteandmed ei pruugi olla täpsed."	

Külastusaruanded

Operaatori või kasutaja tegevus

Eelmiste söödaraportide vaatamiseks navigeerige ekraanile Gait. Kõik aruanded on loetletud külastuse andmetest paremal.

Valige pisipiltidelt, millist kõnnaku aruannet soovite vaadata.

Selle andmeseansi kokkuvõte kuvatakse ekraanil. See on iga kõnnaku mõõtmise keskmine teie salvestamise ajal. (st. kui salvestasite 30 sekundit, on see kokkuvõte teie kõnnaku sümmeetriast nende 30 sekundi jooksul).

Pisipiltidel on teie salvestise algkaalu% ja seansi aeg sildid, mis võimaldavad hõlpsasti vaadatava aruande leida.

Märge: Seansi lõpus saate kõnnakuaruandeid e-postiga saata või salvestada (lisateavet vtSessioonilõpu aruannete loomine”).

Ekraan




Operatsioonivalu

Valu salvestamine

Operaatori või kasutaja tegevus	Ekraan
Valutustaseme registreerimiseks treeninguseansi ajal puudutage navigeerimisribal valu. Valu saab registreerida skaalal 0-10 (0 = valu pole, 10 = maksimaalne valu). Valu registreerimiseks valige arv vahemikus 0-10 ja puudutage valiku VALITAMISE TASE valikut. Seansi ajal pole sisendvalu meelde tuletamiseks viipasid. Terapeudi ülesandeks on paluda patsiendil kogu seansi vältel valutase määrata. Pärast valutaseme seadistamist kuvatakse leht View Results.	

Valu tulemused

Operaatori või kasutaja tegevus	Ekraan
Varasemate valusalvestiste ülevaatomiseks puudutage valikut VAADA TULEMUSI. Graafikul kuvatakse kõik registreeritud valu tulemused. Graafikul kuvatakse valu suhtelise kehakaalu% suhtes. (näiteks kui olete registreerinud valu taseme 8, kui kehakaal on 93%, on number 8 loetletud vahemikus 90% kuni 100%). Kuvatakse ka tolerants. See on kehakaalu% mõõtmine, kus patsient tundis kõige vähem valu. Märge: Valutulemused lisatakse automaatselt, kui saadate seansi lõpuaruandeid e-kirjaga või salvestate neid (lisateavet vtSessioonilõpu aruannete loomine”).	

Seansi lõpu aruandlus

Seansi lõpu aruanne on kokkuvõte teie seansi üksikasjadest. Teie lõpus võimlemine seansi ajal saate e-kirjaga saata või salvestada seansi aruande, kõnnakuandmete ja seansi ajal jäädvustatud valude mõõtmise koopia. See saadetakse teile e-posti teel või salvestatakse USB-vormingus PDF-vormingus. Aruandes ei ole patsiendi ega sportlase nime.


Kõik seansiaruanded, mida pole seansi lõpus meilisõnumina saadetud ega salvestatud, kustutatakse.

Aruannete e-postiga saatmise eeldatav ooteaeg on umbes 20 sekundit, olenevalt teie WiFi-ühendusest. Enne jooksurajalt väljumist olge kannatlik ja veenduge, et kõik andmed on saadetud.

Sessioonilõpu aruannete loomine

Operaatori või kasutaja tegevus	Ekraan
1. Aruande loomiseks puudutage valikut LOO ARUANNE.	
2. Valige aruanded, mida soovite e-kirjaga saata või salvestada, puudutades soovitud pisipilte. Valitud pisipildid on esile tõstetud. Võite saata nii palju aruandeid kui soovite.	
3. Kui olete kõik oma üksused valinud, puudutage USB-le salvestamiseks valikut SAADA MEILI JUURDE või puudutage EKSPORDI USB-ks.	

Aruannete saatmine e-postiga

Operaatori või kasutaja tegevus	Ekraan
1. Kui valite Saada e-posti teel, sisestage aruande nimi ekraanile Loo aruanne. Soovitame identifitseerimata patsiendi ID-d (näiteks 12345) või seansi aega ja kuupäeva (näiteks 181205 02:00). See aitab teil patsienti tuvastada. Soovitame teabe ise e-postiga saata ja hiljem patsiendi EMR-ile lisada. 2. Sisestage oma e-posti aadress ja puudutage valikut SAADA ARUANNE.	

USB-le salvestamine

Operaatori või kasutaja tegevus	Ekraan
1. Kui valite Ekspordi USB-le, sisestage aruande nimi ekraanile Loo aruanne. Soovitame identifitseerimata patsiendi ID-d (näiteks 12345) või seansi aega ja kuupäeva (näiteks 181205 02:00). See aitab teil patsienti tuvastada. 2. Puudutage valikut Salvesta aruanne. Märge: Kui pöidlakettal on piisavalt ruumi, saate salvestada nii palju aruandeid kui soovite.	

Hädaolukorras väljatõmbamise protseduurid

Ebatõenäolisel juhul, kui patsient immobiliseeritakse gravitatsioonivastases jooksulindis, vaadake olukorra kindlakstegemiseks allpool toodud kiireloomulisi juhiseid, enne kui helistate +1510.270.5900 või viidate saidile alterg.com.

TÄHTIS MÄRKUS:

1. Ärge avage kokpit enne, kui olete edasi lugenud.
2. VIA seeria jooksulindi vöö ei lukustu oma kohale, nii et kinnitage see, hoides jalga jooksulindi tagaosas.

Hädaolukorra stsenaariumid

On kaks tõenäolist stsenaariumi, kus patsient võib vajada kiiret abi raskusevastases jooksulindist väljumiseks:

1. stsenaarium

Patsient kukub või väsis, kuni on võimeline jooksurajalt väljuma, enne kui õhukamber õhuga täis pumbatakse.

- Valik 1: Kui patsient suudab seista, peatage jooksulint ja kinnitage vöö jalaga. Aidake patsiendil jooksulindilt väljuda.
2. võimalus: Vältige vöö liikumist, kinnitades selle jalaga. Eemaldage kottpätklid jooksulindi aluses.
 3. võimalus: Vältige vöö liikumist, kinnitades selle jalaga. Lõigake õhukamber ja aidake patsiendil jooksulint välja tulla.




2. stsenaarium

Patsient väsis pärast õhukambri täitumist, et ta ei suuda jooksulint välja tulla.

Vähendage kehakaalu protsent vähem kui 40% -le ja laske patsiendil oma kohale istuda, kuni ta saab taas oma jõu ja saab ise väljuda.

Rajatise seaded


Operaatori või kasutaja tegevus	Ekraan
1. Kõigile seadistusekraanidele juurdepääsemiseks naaske avakuvale ja topeltpuudutage ekraani vasakus ülanurgas.	
2. Ilmub klahvistik. Sisestage kood 5900.	
Seadete menüüsse sisenemisel tervitatakse teid mõne konfiguratsiooni ja suvanditega.	

Menüü Seaded Navigeerimine

Teie asutusel on piiratud juurdepääs seadete navigeerimisribale, et aidata tõrkeotsingut ja diagnostikat. Teile antakse juurdepääs GUI-le, toele ja teenusele ning muudele esiletõstetud vahelehtedele. Juurdepääsuta vahelehed ja nupud on hallid.

Ekraani paigutuse kohandamine - vahekaart GUI

AlterG on seadistanud tehases vaikimisi paigutuse esimeseks loetletud seadeks. Alternatiivseid paigutusi saab teha navigeerimisribale, seansimõõdikutele ja jooksulindi juhtelementidele. Allpool on näide valitud seansi paigutusest.



Alternatiivse paigutuse valimiseks puudutage soovitud paigutuse kõrval olevat nuppu Muuda paigutust. Saate vahetada ka meetriliste või standardsete ühikute vahel, lülitades nupu Kasuta meetrilisi ühikuid.

E-kirjade haldamine - vahekaart GUI

Operaatori või kasutaja tegevus	Ekraan
Lühendage seansi lõpu protsessi, programmeerides eelnevalt oma töötajate e-posti aadressid. See võimaldab teil eelprogrammeeritud loendist valida e-posti aadressid ja vähendada andmete sisestamiseks kuluvat aega. 1. Valige vahekaart GUI. 2. Puudutage valikut E-kirjade haldamine.	The screenshot shows the 'GUI Support Service Video Registry Diag' interface. It features several buttons: 'E-kirjade haldamine' (highlighted with a yellow arrow), 'Export Session Data', 'Buy Mobile Data', 'Change Layout', 'Start E-Log', and 'Restart E-Log'. There are also status indicators for 'E-Log' and 'Mobile Data'.

Operaatori või kasutaja tegevus

Ekraan

3. Sisestage kliiniku nimi ja e-posti aadress ning puudutage valikut LISA.



MANAGE EMAILS

Name: example

Email: example@email.com

ADD

DELETE

CANCEL

SAVE

4. Teil on võimalus kuvada eelprogrammeeritud loend nime või e-posti teel.



MANAGE EMAILS

Name:

Email: example

ADD

DELETE

CANCEL

SAVE



MANAGE EMAILS

Name:

Email: example@email.com

ADD

DELETE

CANCEL

SAVE

Tehniline tugi - vahekaart Tugi

Kui teil on probleeme oma Stride Smart-süsteemiga ja olete ühendatud WiFi-ga, võib meie teenindustiim saada kaugjuurdepääsu ja aidata teil seadme veaotsingul.

Kui soovite neile kaugjuurdepääsu anda, helistage meie teenindustiimile telefonil (510) 270-5369. Nad saavad teid läbi viia allpool toodud protseduuri abil.

Operaatori või kasutaja tegevus	Ekraan
1. Puudutage vahekaardi Tugi jaotises Rajatiste sätteid tehnilist tuge.	
5 sekundi jooksul peaksite nägema TeamVieweri akna ilmumist. Veel 5–10 sekundi pärast täidetakse ID- ja parooliväljad automaatselt.	
2. Lugege ID ja parool tagasi oma tehnikule. See võimaldab neil teie seadmega ühenduse luua ja ekraani juhtida.	

Taaskäivitage rakendus

Operaatori või kasutaja tegevus	Ekraan
Kui teil on probleeme Stride Smartiga, võime paluda teil seade taaskäivitada. Selleks puudutage käsku Taaskäivita rakendus.	

Seisake arvuti

Oleme kavandanud anti-gravitatsiooni jooksulindi nii, et see jääks alati sisse. Arvuti ja ekraanid joonistavad täpselt 45W, mis on vähem kui 60W lambipirn.

Operaatori või kasutaja tegevus	Ekraan
Väljalülitatud arvutit tohib kasutada ainult siis, kui Stride Smart ja Gravitatsioonivastane jooksulint peavad olema välja lülitatud. Enne seadme seinakontaktist eemaldamist lülitage seade välja. Pärast seina tagasi ühendamist käivitub süsteem automaatselt.	

Kalibreeri teki kaal - vahekaart Hooldus

Kui teil on kalibreerimisega probleeme, peate võib-olla teki kaalu uuesti kalibreerima. Enne teki massi lähtestamist pöörduge AlterG teeninduse poole.

Operaatori või kasutaja tegevus	Ekraan
1. Valige vahekaart Teenus. 2. Teki kaalu uuesti kalibreerimiseks veenduge, et jooksulintekil pole raskusi. Jooksuraja sees ega külgedel ei saa keegi seisata. 3. Puudutage käsku Määra teki kaal. See arv peaks olema umbes 200 naela (+/- 70). Kui kalibreerimisprobleemid püsivad, võtke palun ühendust meie AlterG hooldustiimiga.	

Kalibreerimine

Võib-olla märkate kalibreerimisel erinevusi vanema mudeli anti-gravitatsioonijooksuradadest. Oleme juurutanud nutikama kalibreerimisprotsessi, mis võib põhjustada:

- Kiirem kalibreerimisprotsess
- Tugevam rõhk kalibreerimisprotsessis
- Täpsem kaalu kaotamine
- Võimetus kaaluda iga patsienti 20% -ni

Võimetus vähendada kasutaja kehakaalu 20% -ni on tingitud täpsuse suurenemisest esialgse kalibreerimisprotsessi käigus. Kui gravitatsioonivastane jooksulint ei suuda kalibreerimise ajal vähendada kasutaja kehakaalu 20% -ni, võimaldab see tal kaalust alla võtta ainult madalaima täpse kehakaalu punktini. (see tähendab, et kui patsiendil on kehakaal 37%), tähendab see seda, et kalibreerimise ajal ei saaks anti-gravitatsiooni jooksulint minna alla 37%.) Mõned tegurid, mis võivad seda põhjustada, ja see ei tohiks olla murettekitav, kui püsiv pole kõigi kasutajatega.

Järgmine võib põhjustada võimetuse vähendada kehakaalu 20% -ni:

- Kasutaja liigub kalibreerimisprotsessi ajal
- Keha koostis
- Vanade lühikeste pükste kandmine (lekete, pisarate või aukudega)
- Vana kott (lekete, pisarate või aukudega)
- Seljas lühikesed püksid, mis pole inimesele õigesti paigaldatud
- Lühike lühike püksid kotti

WiFi-ühenduvus

Gravitatsioonivastane jooksulint on WiFi-toega ja seda saab installimisel installida, kui on esitatud õige WiFi-võrgu teave.

WiFi-ühenduse saab luua pärast installimist, kui seadmel on USB-klaviatuur ja WiFi-võrgu teave. Kui vajate abi oma WiFi-võrguga ühenduse loomiseks, võtke ühendust AlterG hooldustiimiga.

Pange tähele, et kui teie rajatisel on WiFi-ühenduse jaoks vajalikud eriload ja turvalisus, on meil hea meel teha koostööd sisemiste IT-osakondadega, et ühendada anti-Gravity Jooksurada nende võrkudega.

Sildid, asukohad, tõlgendamine

Peate lugema ja mõistma VIA / VIA X anti-gravitatsiooni jooksulindi silte. Sildid annavad teavet anti-gravitatsiooni jooksulindi töö kohta. Ohutu ja nauditava treeningkogemuse saamiseks järgige kõiki siltidel olevaid juhiseid.

Kui mõni silt muutub kahjustatuks ja loetamatuks, võtke vahetuse tellimiseks kohe ühendust AlterG-ga.

Siltide asukohad on näidatud alloleval skeemil. Järgneb iga sildi graafiline esitus ja üksikasjalik kirjeldus.



Silt # 4



See silt asub puutetundlikul ekraanil, üks vasakul ja teine paremal. Joogid ei ole antigravitatsiooni jooksulindil lubatud mujal kui tassihoidjates. Soovitatavad on suletud või kaanega anumad.

Sildid nr 5 ja # 10

CM	IN
91	36
	35
86	34
	33
81	32
	31
76	30
	29
71	28
	27
66	26

Need sildid asuvad vertikaalsetes tugipostides (silt # 5 tähistab sentimeetreid vasakul tugipostil, silt # 10 tähistab tolli paremal tugipostil). Kui kasutaja seadistab ja lukustab kokpit, märgitakse kokpiti kõrgus ja seda saab edaspidiseks kasutada.

Silt # 6



See silt asub piloodikabiini mõlemal küljel vertikaalsete tugipostide kõrval ja osutab kasutaja määratud kabiini kõrgusele.

Silt # 7

HOIATUS

Enne selle seadme kasutamist lugege läbi kasutusjuhend ja kõik ohutusjuhised. Jooksuraja või EI LUKU, kui see on peatatud. Pisava jõu rakendamisel võib vöö libiseda. Olge sisnemisel ja sealt väljumisel ettevaatlik. HOIATUS - kehavigastuste oht - hoidke alla 13-aastaseid lapsi masinast eemal.

Magnetvõli võib südamestimulaatori kasutajatele olla kahjulik.

ETTEVAATUST

Pulsisageduse jälgimise süsteemid võivad olla ebastabiilsed. Liigne treenimine võib põhjustada tõsiselt vigastusi või surma. Kui tunnete end nõrgana, lõpetage kohe treenimine.

Enne raskusjõu vähendamise jooksulind kasutamist peab see hoo olema lukustatud asendis. Vankri lukustamata jätmine võib põhjustada tõsiselt vigastusi.

2019/05-12 Rev. B

See silt asub puuteekraani ja konsooli ümbritseva torukujulise raami alumises paremas nurgas. Enne kasutaja treeningu alustamist peab kabiin olema kinnitatud vertikaalsetes kõrguse regulaatorites ja lukustatud. See silt on kinnitatud kokpiti ette ülaosale. Järgige kindlasti neid juhiseid.

Silt # 8



Hädaseiskamise silt asub puutetundliku ekraani all asuvas juhtpaneelis. See näitab, kuhu turvamagnet tuleks paigutada gravitatsioonivastase jooksulindi kasutamiseks. Kui turvamagnetit ei asetata ümmargusele naastule sõnade "HÄDAPIDAMISE" all, ei toimi gravitatsioonivastane jooksulint. Kasutamisel, kui peaks tekkima mingisugune hädaolukord, nihutab magneti külge kinnitatud kaelapaela tõmbamine magneti ja peatab jooksulindi. Enne treeningu alustamist kinnitage turvarihm alati kasutaja randme külge.

MÄRKUS. USB-port on ette nähtud ainult seansi lõpu andmete ja kohandatud treeningprogrammide edastamiseks. USB-port ei sobi kaasaskantavate seadmete laadimisportiks.

Silt # 9



See silt asub käsipuu sees mõlemal küljel ja tähistab magneti asukohta.

Silt # 11




See silt asub anti-gravitatsiooni jooksulindi struktuuris ja näitab, et selles kohas on kõrgepinge. Kui näete seda silti, ärge minge nende komponentide lähedale ega lahti, mille külge see on kinnitatud. Kuna kõrgepinge võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma, peaks remonditöid tegema ainult kvalifitseeritud AlterG hooldustehnik.

Silt # 12



See silt asub esipaneeli siseküljel ja tähistab ühendus maaga. Kasutatakse nullpotentsiaali ja elektrilöögi kaitseks.

Silt # 14



See silt asub toote sildi kõrval esipaneelil anti-gravitatsiooni jooksulindi aluse lähedal. See näitab, et see toode võib teid kokku puutuda kemikaalidega, mis California osariigi teadaolevalt põhjustavad vähki, sünnidefekte või muid reproduktiivseid kahjustusi. Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.P65Warnings.ca.gov.

Hooldus

VIA anti-gravitatsiooni jooksulindi ohutu töö ja pikaajalisuse tagamiseks peate tegema perioodilisi hooldustöid. Paljusid hooldustöid saate ise teha; AlterG tehnikul on siiski soovitatav süsteemi kontrollida iga 12 kuu tagant.



ETTEVAATUST: Veenduge, et enne allpool kirjeldatud hoolduse tegemist on anti-gravitatsiooniga jooksulint välja lülitatud ja vooluvõrgust lahti ühendatud.

Desinfitseerimine

Lühikeste pükste puhastamine ja desinfitseerimine

- Enne kui kasutaja AlterG lühikesed püksid jalga paneb või ära võtab, veenduge, et nad eemaldaksid alati oma kingad. Jalanõude hoidmine lühikeste pükste selga panemisel tekitab nende õmblustele palju stressi ja see vähendab lühikeste pükste eluiga.
- Kui mõni lühikeste pükste osa kulub, lõpetage kasutamine.

Pesemisjuhised: Peske käsitsi või peske masinaga õrnalt. Pesumasina kasutamisel pange lühikesed püksid võrkkotti. Kasutage pehmet pesuvahendit. Õhu käes kuiv. Ärge pange lühikesi pükse kuivatisse.

Märge: Lühikesed püksid on lateksivabad.

Sisu:

90% neopreen

10% uretaane Kaetud nailon

AlterG lühikesed püksid tuleks puhastada ja desinfitseerida vastavalt patsiendi rõivaste ja kokkupuute riski tasemele kehtivale kliinilisele poliitikale. Patsiendiseadmete ja rõivaste saastusest puhastamise uusimad juhised leiate CDC veebisaidilt.

Tavapärase puhastuse võib läbi viia mikroobivastastes ühenditesse sukeldamise ja mehaanilise segamise teel. Saastumisega kokkupuute aja ja meetodi määramisel järgige juhiseid konkreetsete kasutatavate antimikroobsete puhastusvahendite kohta. AlterG Shorts materjali ehitus on neopreenist ja uretaanist; sobivuse ja kasutusjuhiste osas võite pöörduda eelistatud puhastusvahendite tootja poole. Lühikesed püksid taluvad kokkupuudet 10% pleegituslahusega.

Järgige CDC soovitatud protseduure saastusest puhastamiseks, kui lühikesed püksid satuvad inimese jäätmete või verega või kui tegemist on kõrge riskiga patsientide või kõrge riskiga mikroobse saastumisega. Lühikesed püksid tuleb hävitada pärast kokkupuudet jäätmete, vere või väga nakkavate mikroorganismidega või kui on seotud kõrge nakkusohuga patsiendid.

Lühikeste pükste otsest kokkupuudet tahkete jäätmete (väljaheidete) vere või katkise nahaga peetakse ebatavaliseks seisundiks ja sellistes tingimustes võib lühikesi pükse piisavalt desinfitseerida. Lühikesed püksid, mis on suurema saastumisriskiga olukordades, tuleks kasutuselt kõrvaldada väljaspool otsest kasutajat ja steriliseerida kasutamise vahel, kui neid peetakse konkreetse isiku jaoks korduvkasutamiseks ohutuks. Kui naha katkemine, uriinipidamatus või kõrge riskiga mikroobide saastumine on võimalik, tuleks olukorda hinnata iga üksikjuhul eraldi.

Patsientidel, kellel on kõrge uriini- või fekaalipidamatuse risk, on soovitatav kanda voodreid, mähkmeid ja muid tõhusaid vahendeid tammistamiseks, kinnipidamiseks ja imendumiseks. Vältige jäätmete või nakkusohvtlike orgaaniliste ainete kandmist jooksulindi sisemusse, sest pärast selle sissetoomist jooksulindi sisemusse on orgaanilist saastumist väga raske kõrvaldada.

Kuse kateetreid ja muid kanalisatsiooni- ja kottpõhiseid jäätmete ladustamiseseadmeid tuleks kasutada ettevaatlikult ja teadlikult, et jooksulindi sisekeskkond saavutab atmosfäärist kõrgema rõhu. See rõhu erinevus võib kateetrisüsteeme survestada, põhjustades seejärel paisumist, lekkimist või lõhkemist.

Koti ja raami puhastamine ja desinfitseerimine

Pühkige Anti-Gravity Treadmill kangakesta ja torukujulise karkassi pinnad 10% -lise pleegituslahuse või muude detergentide / desinfitseerimisvahenditega, mis ühilduvad uretaankatete ja epoksüühendite värvikiledel ning vastavad CDC desinfitseerimisjuhiste. Ärge leotage pindu nii palju, et pleegituslahus hakkab voolama. Pärast iga kasutamist on soovitatav pindu regulaarselt puhastada ja pühkida. Pärast kokkupuudet nakkusohutlike ainetega puhastage jooksulindi pinnad vastavalt CDC juhiste või pöörduge AlterG, Inc. poole. Märkus: kotikangas ei sisalda lateksit.

Üldine puhastamine ja kontroll

Perioodiline puhastamine ja ülevaatus aitavad pikendada teie anti-gravitatsiooniga jooksulindi eluiga ja hoiab selle hea välja. Jooksuraja rikke suurimaks panustajaks on mustuse ja prahi kogunemine jooksulindi sisse. Selle vältimiseks veenduge, et kasutajad kannaksid treenimise ajal alati puhtaid kingi. Kuna jooksulint on suletud süsteem, vähendab mustuse ja prahi olemasolu toote pikaajalisust oluliselt.

Süsteemi puhtana hoidmine hõlbustab ka probleemide nägemist, mida muidu ei pruugi leida, kuni on liiga hilja. Allpool on toodud üldised juhised puhastamise ja hooldamise intervallide kohta. Kui gravitatsioonivastane jooksulint on määratud keskkonnas või on rasketes tingimustes, peaksid puhastamise ja kontrollimise intervallid toimuma sagedamini. Ärge kasutage abrasiivseid harju ega puhastusvahendeid; nad kraabivad ja kriimustavad värvi- ja plastpindu. Samuti ärge leotage ühtegi pinda vedelikuga, sest tundlik elektroonika võib kahjustuda ja põhjustada elektriõhtu.

Iga päev

1. Kontrollige ja eemaldage koti sisemusest kõik lahtised prahid.
2. Kontrollige, kas talitus on ebanormaalne. Veenduge, et puuduksid ebatavalised jõudlusnäitajad, näiteks:
 - Jooksurajalt, õhupuhurilt või kotist tulevad ebatavalised helid, näiteks õhulekete susisemine.
 - Ebatavalised vaatamisväärsused või lõhnad, mis tunduvad tavapärasest erinevad.
 - Kõik tööomadused, mis on muutunud, näiteks vähenenud jooksulindi kiirus või ebaregulaarne või madal koti rõhk. Pange tähele, et madala kotirõhu võib põhjustada valesti kalibreerimine. Enne survestamisprobleemi tuvastamist veenduge, et olete kalibreerimisjuhiseid õigesti järginud.

Iga nädal

1. Kontrollige jooksulindi üldist seisukorda.
2. Kontrollige, kas kotis pole pisaraid ega lekkeid.
3. Pühkige välispinnad niiske lapiga. See aitab vältida akende kollasust.
4. Kriimustuste vältimiseks pühkige kott ja jälgige vajadusel mikrokiudlappi. Märkus. Pühkige monitor välja, kui jooksulint on välja lülitatud. Kui vajutate puuteekraanil, kui jooksulint on sisse lülitatud, võite funktsiooni kogemata aktiveerida.
5. Kontrollige, kas juhtmed ja kaablid pole lahti.
6. Tolmuimejaga koti sisekülge läbi koti ülaosas oleva sissepääsuava. Parema ligipääsu tagamiseks saate kokpit paigutada kõige kõrgemale ja pugeda koti sisse.
7. Vaakum jooksuratta aluse ümber.
8. Kontrollige, kas lühikestes pükstes pole rebendeid ega auke.

Igakuine

1. Eemaldage kott raamilt ja puhastage jooksulindi sisemust põhjalikult. Vaadake järgmisi juhiseid.
2. Tolmuimejaga tuleb puhurite sisselasketorude sees asuvatele ekraanidele kogunenud tolm jooksulindi esiosa mõlemal küljel.

Hooajaliselt

Sügisel ja talvel põhjustab paljudes riigi piirkondades kuivem kliima jooksulindi kasutamisel staatilist kogunemist. Pihustage jooksupinda statitsiidipihustiga, et vältida jooksulati kasutajate staatilist šokki ja vältida jooksuraja elektrooniliste süsteemide häirimist.

Kott aknad

Teie gravitatsioonivastase jooksulindi aknad on valmistatud Strataglass™ -st. Erilist tähelepanu tuleb pöörata sellele, et need püsiksid puhtad ja selged. Selgete akende puhastamiseks on soovitatav kasutada puhastusvahendit IMAR™ Strataglass.

Märge: Kui teie gravitatsioonivastane jooksulint on päikese käes, on vaja tellida spetsiaalne UV-kaitset sisaldav aknapesuvahend. Oma piirkonna jaemüüjate ja edasimüüjate loendi saamiseks pöörduge AlterG poole või külastage aadressi [Amazon.com](https://www.amazon.com) ja tellige IMAR™ Strataglass kaitsepuhastusvahend. Kui teil on Strataglassiga probleeme, võtke kohe ühendust AlterG-ga.

Kuidas peaksin puutetundlikku ekraani puhastama?

Puutetundliku ekraani puhastamisel on oluline mõista, et see on tundlik kemikaalide suhtes, nagu ka plastiklaasidega prillide paar (tavaliselt pimestust vähendava kattega polükarbonaat). Tegelikult on paari sellise prilliga kaasas olev puhastuskomplekt vaid pilet puutetundliku ekraani ohutuks puhastamiseks; see sisaldab tavaliselt mikrokiudlappi ja õrna puhastuslahust ning maksab tavaliselt umbes 10 dollarit.

Puhastusjuhised

- Kasutage pehmet, ebemevaba lappi. Eriti soovitame 3M mikrokiudläätsede puhastuskangast puutepaneelide puhastamiseks, ilma et oleks vaja vedelat puhastusvahendit. Materjali võib kasutada kuivana või kergelt niisutatud pehme puhastusvahendi või etanooliga. Veenduge, et lapp on ainult veidi niiske, mitte märg.
- Ärge kunagi kasutage happelisi ega leeliselisi (neutraalse pH-ga) puhastusvahendeid ega orgaanilisi kemikaale, nagu värvi vedeldaja, atsetoon, tolueen, ksüleen, propüül- või isopropüülalkohol ega petrooleum. Sobivad puhastusvahendid on kaubanduslikult saadaval ja kasutamiseks eelnevalt pakendatud; üks näide sellisest tootest on Kleari ekraan™ või kaubanduslikult saadaval olevaid jaemüügibrände, näiteks Glass Plus® klaas- ja pinnapuhastusvahendteinud Reckitt-Benckiser. Vale puhastusvahendi kasutamine võib põhjustada puuteekraani nägemise halvenemist ja funktsionaalsuse kahjustamist.
- Ärge kunagi kandke puhastusvahendit otse puuteekraani pinnale; kui valate puhastusvahendi puutetundlikule ekraanile, leotage see kohe imava lapiga.
- Puhastusvahendi kasutamisel vältige kokkupuudet kile või klaasi servade ja painduva sabaga.
- Pühi pind õrnalt; kui on olemas suunaline pinna tekstuur, pühkige tekstuuriga samas suunas.

Märge: Enamik tooteid sisaldab 1-3% mahu järgi isopropüülalkoholi, mis on takistusliku puutepaneeli puhastamiseks lubatud piirides.

Ettevaatust: Paljud tooted sisaldavad ammoniaaki, fosfaate või etüleenglükooli, mis EI OLE VASTUVÕETAVAD; kontrollige hoolikalt toote sisu silti.

Kottide hooldus

- Kontrollige, kas kotis pole lekkeid, ja märkige ebanormaalsed susisevad helid. Väike leke läbi lühikeste pükste ja tõmbluku on normaalne. Kui see või mõni muu leke mõjutab anti-gravitatsiooni jooksulindi maksimaalset rõhuvõimet, võtke tõrkeotsingu ja toe saamiseks ühendust AlterG-ga.
- Määrige kotil olev tõmblukk vastavalt vajadusele tõmblukuga. Hoidke teravaid esemeid alati kotist eemal.
- Hoolduse tagamiseks anti-gravitatsiooni jooksulint võib olla vajalik kott alusest eemaldada. Seda tüüpi hooldus on soovitatav teha päeva lõpus. Koti uuesti kinnitamisel vajab vaht, mis moodustab koti ja aluse vahel õhukindla tihendi, paisumiseks ja uuesti sulgemiseks aega. Kotti puhastamiseks eemaldamise protseduuri kirjeldatakse allpool.

Koti eemaldamise kord puhastamiseks

Hoolduse tagamiseks VIA Anti-Gravity jooksulint võib olla vajalik kott jooksuraja alusest eemaldada. Kotti eemaldamiseks, puhastamiseks sisemuses ja vahetamiseks järgige selles jaotises toodud juhiseid.

Koti eemaldamine ja jooksulindi puhastamine

1. Lülitage välja ja eemaldage gravitatsioonivastane jooksulint.
2. Parema ligipääsu saavutamiseks võite koti peatada, kinnitades koti kokpitile ning tõstes ja lukustades seejärel kabiini.



3. Leidke raami koti kinnitusvardad. Kuvatud on ribad külgedel ja taga. Eemaldage need kolm riba. Võib-olla on kõige lihtsam alustada tagumise vardaga.



4. Keerake kinnitusdetailid 10 mm pistikupesaga kinnitusdetailidest välja.



5. Külgvardadel on esiosas pilu ja pilu sobib külgneva varda alla. Keerake külgneva varda kinnitusdetail lahti ja tõstke siis külgvarda välja.



6. Kui varras on tihedalt kinnitatud, vabastage see suure kruvikeeraja abil alt. Lükake kruvikeeraja ots ettevaatlikult varda alla.



7. Tõmmake vardad raamilt täielikult maha ja pange koos kinnitusdetailidega kõrvale.



8. Tõstke koti alus eraldusvõimalustest.

Pange tähele, et kogu jooksulindi puhastamiseks ei pruugi teil olla vaja nii esi- kui tagakülge eemaldada. Tagumise otsa ja mõlema külje eemaldamine peaks olema piisav. Tavaliselt on kõige parem jätta koti esikülge raami külge kinnitatud.

Nagu teisel fotol näha, on kott lahti lastud mõlemalt poolt ja tagant. Koti esiosa jääb kinnitatud.



9. Puhastage kõik pinnad, kuhu jõuate, põhjalikult. Minge võimalikult jooksulindi alla.

Puhastage jooksulindi tagumine koht, kuhu koguneb mustus ja praht.



10. Samuti saate kontrollida turvarihma pinda prahi või vedeliku leketes. Turvavöö liigub vabalt, kui seda käsitsi rullida.




Koti kinnitamine

1. Kinnitage kott uuesti, asetage augud raamile vastavate eraldusvahenditega.



2. Asendage raami koti kinnitusvardad. Külgvardad tuleb asetada kõigepealt külgneva esiriba alla. Pingutage esiriba kinnitit.



3. Vahetage ja kinnitage kõik kinnitusdetailid. Veenduge, et need oleksid tihedalt kinni. Ärges pingutage liiga palju.



Lisa A: Gravitatsioonivastase jooksulindi spetsifikatsioonid

Performance	Kasutaja kaalu maht: 80 naela (36 kg) - 400 naela (180 kg) Kehakaalu reguleerimine: Nii madal kui 20% kasutaja kehakaalust, 1% kaupa (üle 350 naela kasutajad) (159kg) ei pruugi saavutada 20% kaalumata) Jooksev pind: • 22 "(56cm) lai • Pikkusega 62 "(158cm) Kiiruse vahemik: 0 - 12 miili tunnis (0 - 19 km / h)
Mõõtmed	Pikkus: 85 "(217cm) Laius: 38 "(97cm) Kummist matt: 4 jalga (1,2 m)× 9 jalga (2,7 m) Kaal: Umbes 249 kg (550 naela)
Soovitavad toa mõõtmed	Jooksuraja ümber piisava vahemaa tagamiseks andke vähemalt 3,7 m pikkune ja 2,4 m laiune jalajälg. Jätke seadme ette / välja ja elektroonikapaneelile juurdepääsuks vähemalt 20 tolli (0,5 M) ruumi. Märge: Madalaima kõrguse ja kõrgsurve seadetes võib kott laieneda kuni ~ 10"(25cm) ühe külje kohta. Kontrollige lae kõrgust veendumaks, et kasutajad ei lööks jooksmise ajal pead lakke. Jooksupind on maapinnast ~ 6 "(15 cm).
Keskkonna	Töötingimused: • Ümbritsev temperatuur: 55°F kuni 84°F (13°C kuni 29°C) • Suhteline õhuniiskus: 20% kuni 95% Transpordi- ja hoiutingimused: • Temperatuurivahemik: 0°F kuni 120°F (0°C kuni 49°C) • Suhteline õhuniiskus: 20% kuni 95%
Elektrilised hinnangud	Nõuded võimsusele: • Soovitav: 220 VAC 20A, 60 Hz • Töötav vahelduvpinge vahemik; 200 - 240 VAC *, 50/60 Hz * Kui väärtus on väiksem kui soovitatav 220 volti / 20A, võib see kahjustada süsteemi võimet vähendada kehakaalu 20% -ni. Asukoht: Paigaldage jooksulindi esikülg pistikupesast 3,7 m kaugusele. Elektriühendus (USA): 20 amprine voluring, NEMA 6-20R pistikupesa Rahvusvaheline konfiguratsioon: VIA-I on toiteallikaks IEC 60320 C20. Igal seadmel on IEC 60320 C19 pistik ja sobiv seinakontakt määratud riigile. Sobiv pistik tuleb kinnitada jooksulindi toitekaabli külge järgmise traadiühenduse skeemi abil: • Sinine dirigent: neutraalne • Pruun dirigent: liin • Maandusjuht: roheline / kollane
Tarkvara kasutamine, USB-juurdepääs ja traadita ühenduvus	Märkus. AlterG Anti-Gravity Jooksurada töötab kohandatud Windows 10 ehitisel ja on kaitstud käsukoores. See takistab kasutajal rakendusest välja astumast, et pääseda juurde OS-ile ja viia sisse muudatusi või häkke. Jooksurada saab koguda seansiandmeid, mida saab seadmest eksportida. Seansi andmed ei sisalda isiklikku tervist puudutavat teavet (PHI). Sessiooniandmeid saab eksportida USB-pordi kaudu, kui wi-fi pole saadaval. Kasutajad ei tohiks kunagi sellesse porti sisestada teadmata tõestatud USB-

	mälupulka. USB-port ühildub krüptitud USB-mälupulkadega, kui on vaja täiendavat turvalisust. Seisooni andmed on saadaval ka eksportimiseks, kasutades sisseehitatud e-posti rakendust (Mailgun), kasutades tootega WiFi-ühendust. Mailgun on turvaline platvorm, mis on sertifitseeritud vastavalt EL-USA andmekaitseraamistikule Privacy Shield. AlterG hoiab AlterG-il saadaval MDS2 dokumenti turvalise wi-fi ühenduvuse kohta.
--	---

Lisa B: Valikud ja tarvikud

Hinnakujunduse ja tellimise saamiseks külastage AlterG poodi aadressil <http://store.alter-g.com/> või pöörduge oma AlterG müügiesindaja poole.

Lisa C: Tõrkeotsing

Enamikul juhtudel peab teie anti-gravitatsiooni jooksulint parandama AlterGi kvalifitseeritud tehnik. Võtke ühendust oma AlterG esindajaga või taotlege remonti aadressil support@alterg.com.

Enne remonditehnikult abi küsimist saate probleemide tõrkeotsinguks ja potentsiaalselt lahendada.

Remont

Pange tähele järgmist, et saaksime teid võimalikult kiiresti aidata.

- Mis on anti-gravitatsiooni jooksulindi seerianumber? Tootja silt asub jooksuraja alusel.
- Mis juhtus enne probleemi?
- Kas probleem tekkis ootamatult?
- Kas probleem süvenes aja jooksul?
- Kui kuulete ebataavalist müra, siis kust müra pärineb?
- Kas keegi kasutas probleemi ilmnemise ajal jooksulinti?
- Pange tähele muid sümptomeid, mis võivad olla asjakohased.
- Kas ekraanil kuvatakse veateateid?

Õhurõhk

Kui treeningu ajal on tunda valet survet, kontrollige lühikesi pükse ja ühekotti lekkeid. Kui surveprobleemid püsivad, võtke ühendust AlterG-ga.

Jooksurada

1. Vaba ratas: kui jooksulindi vöö võib vabalt liikuda, kontrollige ja veenduge, et turvamagnet on konsoolil õiges kohas. Järgmisena kontrollige, kas jooksulint on vooluvõrku ühendatud.
2. Jooksuraja vöö ei liigu enne kasutajaliidese käivitamist. Kui jooksulindi rihm liigub teises eksemplaris, võtke kohe ühendust AlterG-ga. Kui jooksulindi rihm töö ajal ei liigu, proovige muid funktsioone, näiteks kallakut. Kui see töötab, kontrollige ekraanil veateateid. Salvestage kõik süsteemi tõrketeated ja võtke ühendust AlterG-ga.

Lekked

Kui riidest kott on rebenenud või kui lühikesed püksid on rebenenud, lõpetage kasutamine ja võtke ühendust AlterG-ga.

Süsteemi vead

Anti-Gravity Treadmill tarkvaral on sisseehitatud vigade kontroll, mis tagab, et kõik süsteemid töötavad spetsifikatsioonide piires. Vea avastamisel kuvatakse teade „Ootamatu viga“, millele järgneb avastatud tõrke kirjeldus. Kui näete seda teadet, siis kirjutage üles tõrketeade ja selle kirjeldamise asjaolude kirjeldus.

Viga võib olla tingitud ootamatust kõrvalekaldest, mis võib ilmneda keerulistes arvutiga juhitud seadmetes. Sel juhul lülitage toide displeilt konsoolile. See võib viga kõrvaldada ja probleemi lahendada. Kui viga ei kao, võtke ühendust AlterG-ga. Pange tähele tõrke ilmnemise asjaolusid ja diagnostikakoodi.

D liide: EMC avaldus

Hoiatus:

- VIA anti-gravitatsiooniga jooksulint on MEDITSIINILISED ELEKTRIVARUSTUSED ja vajab erilisi ettevaatusabinõusid seoses elektromagnetilise ühilduvusega ning tuleb paigaldada ja kasutusele võtta vastavalt käesolevas juhendis toodud elektromagnetilise ühilduvuse teabele.
- Kaasaskantavad ja mobiilsed raadiosideseadmed võivad mõjutada gravitatsioonivastast jooksulint
- Muude kui Alter-G Incorporated poolt määratletud lisaseadmete, muundurite ja kaablite kasutamine võib põhjustada heitmete suurenemist või seadmete immuunsuse vähenemist.
- Seda seadet ei tohiks kasutada muude seadmete kõrval ega virnastatud ning kui on vaja külgnevat või virnastatud seadet, tuleks seadmeid jälgida, et kontrollida nende normaalset toimimist konfiguratsioonis, milles seda kasutatakse.

Lisa E: Garantii

Teie gravitatsioonivastane jooksulint on kaetud järgmise garantiiga:

- Üheaastased osad ja töö kogu masinale.

Garantii: AlterG garanteerib kliendile, et anti-gravitatsiooni jooksulint on ühe (1) aasta jooksul alates algsest ostukuupäevast tootmisvigadest vaba. Garantii ei hõlma kahjustusi ega seadmete riket, mis on tingitud väärkasutusest, kasutaja või muudest kahjustustest või keskkonna-, elektrinõuete ja hoolduse eiramisest, nagu on kirjeldatud anti-gravitatsiooni jooksulindi kasutusjuhendis. Kõik kliendi muudatused, demonteerimine ja teisaldamine ilma AlterG Service'i järelevalveta või gravitatsioonivastase jooksulindi omandiõiguse üleminek tühistab garantii ja laiendatud garantii. Kutsume teid võtma ühendust meie kliendiedu meeskonnaga, et saaksime igal juhul teie jaoks protsessi hõlbustada.

Laiendatud garantii:

AlterG pakub VIA anti-gravitatsiooni jooksulintele aasta-aastalt laiendatud garantiid järgmiselt:

Kui ostate laiendatud garantii ostmise ajal, pakub AlterG esimese kasutusaasta lõpus kvalifitseeritud tehniku poolt ühe (1) tasuta VIA ennetava hoolduse kontrolli ja hooldust.

Laiendatud garantii võib osta pärast AlterG müüki ja paigaldamist. Lisateabe saamiseks pöörduge oma volitatud esindaja või AlterG poole.

Garantiiperioodil või pikendatud garantiiperioodil diagnoosib ja parandab AlterG või tema volitatud hooldustehnik teie VIA gravitatsioonivastase jooksulindi, sealhulgas osad ja töö. Vajaduse korral võib teenus ulatuda telefonikõnedest ja meilidest kuni kohapealse teeninduskülastuseni. Kui otsustate pikendatud garantiid AlterG-lt mitte osta, võetakse teilt osade ja tööde tollimaksumäärad ning toote ja teenuse hooldamiseks vajalikud reisi- ja / või saatmiskulud pärast esialgse (1)-aastase garantii lõppemist.

Garantii ega laiendatud garantii ei kata kaotatud ärivõimalusi, mis on tingitud teie VIA anti-gravitatsiooni jooksulindi kasutusest väljasolemisest, samuti ei kata garantii ega laiendatud garantii mis tahes kahjustusi või seadmete riket väärkasutuse ja muude kasutajapoolsete kahjustuste tõttu. See hõlmab järgmist: keskkonna- ja elektrinõuete, samuti VIA anti-gravitatsiooniga jooksulindi kasutusjuhendis kirjeldatud hoolduseeskirjade eiramine. VIA antigravitatsiooni jooksulindi kõik kliendi muudatused tühistavad garantii. Kui peate selle teisaldamiseks VIA anti-gravitatsiooni jooksulindi lahti võtma, tühistab ka AlterGi kvalifitseeritud tehnikuta töötamine garantii.